


SIWE nr.: 88	Viscosimeter
Doel:	Meten van de viscositeit van alle soorten vloeivloeistoffen
Type:	Met schoepen
Foto Schets:	
	
Bouwer:	
Bouwjaar:	1946
Herkomst:	KNCV collectie (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging)
Afmetingen:	
Gewicht:	
Materiaal:	
Werking:	Men brengt de te onderzoeken vloeistof in de ronde recipiënt en laat het gewicht (ontbreekt) los: door het vallend gewicht worden schoepen in de vloeistof in beweging gebracht. De valtijd is een maat voor de viscositeit
Opmerkingen:	
Opmaak:	K.H. en A.B. op 1.6.2010 - laatste aanpassing: 2.7.2010 e-mail: alex.baerts@skynet.be